



راهنمای رفع مشکل بازنشدن فایل های گزارشات اکسل لنمیس در نرم افزار اکسل

۱- نرم افزار اکسل را باز کنید


۲- از پنل سمت چپ (قسمت سبز) گزینه Options رو انتخاب می کنیم



۳- از صفحه ظاهر شده گزینه Trust Center و سپس Trust Center Settings را انتخاب کنید.



۴ - از قسمت سمت چپ Trusted Locations را انتخاب و روی دکمه Add new location کلیک می کنیم.



۵ - در صفحه ظاهر شده رو دکمه Browse کلیک کنید و درایو C را انتخاب کنید (یا هر پوشه یا درایوی که فایل های اکسل شما در آن وجود دارد را انتخاب کنید) و روی دکمه OK کلیک کنید. حتما تیک Subfolders of this location are also trusted را فعال کنید. سپس مجددا دکمه OK را فشار دهید.

